


**Praktisch, sauber,
schnell und
sparsam,**

Mit der CSB-Tube sind Sie jederzeit bereit zur Gewebemarkierung. Die CSB-Tinte trocknet in wenigen Sekunden und widersteht dem Bleichen, Drucken, Ausrüsten, usw.



Kugelschreibkopf
festschrauben

Beim Schreiben
Tube senkrecht
halten

Nach Gebrauch
mit der
Schutzkappe
verschliessen

Flexible, widerstandsfähige MARK O.FIX® Tube für intensiven Gebrauch. Schreibbereit durch leichten Druck auf den Schreibkopf und eventuell gleichzeitigen Druck auf die Tube (Tube nicht einrollen).

Der austauschbare Kugelschreibkopf ist für eine Strichstärke von 2mm erhältlich und wird direkt auf die Tube aufgeschraubt. Der Inhalt der Tube reicht für 7000 Striche von je 4 cm Länge aus.

Die Gummikappe schützt den Kugelschreibkopf vor Beschädigung und verhindert ein Austrocknen der Tinte.

**Die CSB Tinten
widerstehen
allen Textil-
behandlungen :**

CSB T

Abkochen
100°

Bleichen
Hypochlorit
Wasserstoffsuperoxyd

Oxidations- und Reduktionsmittel

Färbemittel und Direkt-Farbstoffe
Schwefel, Kupfer, hohe Temperaturen, usw.

Thermofixieren
230°

erhältlich in weiss, gelb, orange, rot, blau, grün, grau, schwarz, (grau und schwarz für hohe Temperaturen d.h. bis 230° Celsius).

CSB RTP

Chlorierte Lösungsmittel (chem. Reinigung)
Trichloräthylen
Perchloräthylen
erhältlich in grau, orange, violett, schwarz.

CSB RF

Walkecht für Wollgewebe
erhältlich in gelb und rot